

Produktförbättringar Quickie Life

Ärendansvarig: Ronny Berntsson, Produktchef

Vi har gjort en del produktförbättringar på Quickie Life samt erbjuder nu ytterligare tillval på denna rullstol. Den största förändringen som görs är en ny ryggvinklingsmekanism. I och med den nya ryggvinklingen är det nu möjligt att vinkla ryggen -12° - $+12^{\circ}$ i steg om 4° (tidigare -9° - $+9^{\circ}$).



Ny ryggvinkling Artnr 07204003 par (gammal ryggvinkling som utgår artnr 072434)


Den nya ryggvinklingsmekanismen ersätter den tidigare och finns att beställa från och med 4 juli 2013.

De nya tillvalen som finns till Quickie Life är:



Höj- och sänkbara armstöd som justeras med verktyg Artnr: 067870-001 (vä), 067870-002 (hö)

Tippskydd lättvikt Artnr : 072714-002 (par)



Enhandsbroms Artnr: 000762240 (vä) 000862240 (hö)

Önskar ni mer information om ovanstående, kontakta Produktchef Ronny Berntsson, tel 0705-240270 alternativt vår Kundservice på tel 031-7483700

För ytterligare information, vänligen kontakta oss.

Tel 031-748 37 00

Fax 031-748 37 37

post@sunrisemedical.se

www.sunrisemedical.se