

Utgående produkt Jay Xtreme dyna**Ärendansvarig:** Ronny Berntsson, Produktchef

Vi vill informera om att sittdyna JAY Xtreme utgår 2014-12-31. JAY Xtreme ersätts med vår nya dyna JAY Xtreme Active, som redan nu finns att beställa.

Det som skiljer JAY Xtreme och JAY Xtreme Active är följande:

1. Nytt luftgenomsläppligt yttre överdrag

- Tillverkat enligt den senaste teknologin i 3DX™ material, för att avleda värme och fukt.

2. Positionering

- Positionering kan fås med hjälp av positioneringsdelarna som beställs som tillval. Delarna monteras numera på ovansidan av dynan istället för som tidigare under. Det ger en bättre positionering jämfört med tidigare.

3. Fler storlekar

- JAY Xtreme Active finns i 44 olika storlekar från 34x34 – 50x50 cm (jmför med tidigare 28 storlekar).

Precis som Xtreme är Xtreme Active uppbyggd av en skumbas, inre inkontinensskyddat överdrag, fluidinlägg och yttre överdrag (luftgenomsläppligt eller inkontinens). Som tillval finns även positioneringsdelar att beställa.



Läs mer om Jay Xtreme Active i vår [broschyr](#)

Artikelnummer för Jay Xtreme Active är uppbyggt enligt följande exempel:

JXAC4040SMEU

De orangefärgade bokstäverna är alltid desamma, men siffrorna anger *sittbredd x sittdjup* och *M* innebär luftgenomsläppligt yttre överdrag. Önskas inkontinensöverdrag byts *M* ut mot ett *I*.

Positioneringsdelarna har följande artikelnummer:

LSKJXACEU-S – för dynor med sittdjup upp till 42 cm

LSKJXACEU-R – för dynor med sittdjup från 44-50 cm

Utgående artikelnummer är:

Luftgenomsläppligt överdrag

Art.nr Storlek

944AT 36x36 cm

946AT 36x41 cm

955AT 38x38 cm

956AT 38x41 cm

966AT 41x41 cm

967AT 41x43 cm

968AT 41x46 cm

960AT 41x51 cm
976AT 43x41 cm
977AT 43 x43 cm
986AT 46x41 cm
988AT 46x46 cm
980AT 46x51 cm
900AT 51x51 cm

Inkontinensöverdrag

Art.nr Storlek

944N 36x36 cm
946N 36x41 cm
955N 38x38 cm
956N 38x41 cm
966N 41x41 cm
967N 41x43 cm
968N 41x46 cm
960N 41x51 cm
976N 43x41 cm
977N 43 x43 cm
986N 46x41 cm
988N 46x46 cm
980N 46x51 cm
900N 51x51 cm

Har ni frågor kring detta, kontakta Produktchef Ronny Berntsson, tel 0705-240270,
e-post: ronny.berntsson@sunrisemedical.se

För ytterligare information, vänligen kontakta oss.

Tel 031-748 37 00

Fax 031-748 37 37

post@sunrisemedical.se

www.sunrisemedical.se