

Nya benstöd Quickie Neon

Ärendansvarig: Ronny Berntsson, Produktchef

Quickie och Sopur benstöd till Neon ersätts från och med nu med de nya Xenon benstöden (70° eller 80°). Dessutom kommer de vinkelställbara benstöden att ersättas med de vinkelställbara benstöden som finns till vår Xfamily (HeliX, RubiX, BasiX).

OBS! De nya benstöden kan inte användas på rullstolar som tillverkats innan denna förändring pga att den främre ramen på Neon förändras (fästet för benstöden måste vara fram)

Gäller från serienummer: **IA 442476-1**

Neon med låg sitthöjd kommer inte att påverkas av denna förändring.



Sopur benstöd (75°)
054200-001 (par)
054200-003 (hö/vä)



Quickie benstöd (70°/90°)
054300-000 (70° par)
054300-001 (70° hö)
054300-002 (70° vä)
054330-000 (90° par)
054330-001 (90° hö)
054330-002 (90° vä)

NYA!



Xenon benstöd (70°/80°)
76705020-001 (70° hö/vä)
76705020-002 (80° hö/vä)



Vinkelställbara benstöd (nya)

Beställningsunderlag kommer att uppdateras och skickas till ansvariga hos er.

Önskar ni mer information om ovanstående, kontakta Produktchef Ronny Berntsson, tel 0705-240270 alternativt vår Kundservice på tel 031-7483700

För ytterligare information, vänligen kontakta oss.

Tel 031-748 37 00

Fax 031-748 37 37

post@sunrisemedical.se

www.sunrisemedical.se