

Produktuppdateringar Zippie Simba

Ärendansvarig: Ronny Berntsson, Produktchef

Vi vill informera om produktuppdateringar som kommer göras på Zippie Simba med startdatum den 14 juli 2014



Körbåge – kan ställas in i höjd, bredd och vinkel efter ledsagaren. Denna körbåge har tidigare beställts genom vår specialavdelning, men finns från och med 14 juli med i standardutbudet till Simba.

Safaribroms – Nytt, större bromshandtag för enklare hantering för barnet

Länkhjulshus – Ny design av länkhjulshus, samma lösning som på Quickie Helium och Quickie Xenon.

Gaffel – Carbotechnology gafflar istället för aluminium, samma som på Quickie Helium och Quickie Xenon. Slitstarka och mycket lätta.

Däck – Massiva däck nu även till proton och lättviktshjul

För mer information om Zippie Simba Generation 2015 se [Beställningsunderlag](#) och [Broschyr](#).

Har ni frågor kring detta, kontakta Produktchef Ronny Berntsson, tel 0705-240270,
 e-post: ronny.berntsson@sunrisemedical.se

För ytterligare information, vänligen kontakta oss.

Tel 031-748 37 00

Fax 031-748 37 37

post@sunrisemedical.se

www.sunrisemedical.se